

モルトケース／専用除菌液

メクボール 共通特長

Point 1 指先に適量の水が付くボール式

フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけることができます。



Point 2 抗菌剤配合で清潔

本体に抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で細菌類の増殖を抑制します。

Point 3 長く使える（劣化しにくい）

スポンジや海綿などのように劣化しませんので、買い替える必要がなく経済的です。

モルトケース

メクボール コンパクト

抗菌


グリーン購入法

GPNエコ商品
ねっと掲載

レジ台やサッカー台など狭いスペースでの設置に最適なコンパクトサイズのメクボール。

Point 1 省スペース性や使いやすさを重視したコンパクトサイズ

既存製品の「メクボール」から約20%サイズダウンし、スーパーの袋詰め台やコンビニのレジ周りなど、手狭なスペースに置いても邪魔になりません。中に入れる水の容量は「メクボール」と同じ15mLです。



Point 2 クリーンで快適な抗菌仕様

ケースにSIAA認証の抗菌加工素材を使用。容器は丸洗いができ、清潔を保てます。



Point 3 開けやすいツイスト設計を採用

本体を開けるときフタを回して持ち上げる、ツイスト設計を新たに採用しました。開めるときは隅を合わせて、上から押しはめるだけです。



メクボール コンパクト



専用除菌液とセットで使用する際の専用POP付き。



品番	カラー	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
KM-600C	ブルー	36-087	-719128	¥650	W58×D58×H41mm (個):1/10/80	

●抗菌仕様 ●底すべり止め付 ●材質:91%再生樹脂(本体・フタ=100%再生PP、底すべり止め=TPE、ボール=ABS)

※ひび割れや白化の原因となりますので、アルコールは使用しないでください。

メクボール

ボールを回すだけで指先に適量の水がつく。

メクボール



めくるだけでなく、切手や印紙を貼るのにも便利です。

品番	カラー	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
KM-600	ブルー	35-975	-340391	¥800	W74×D74×H41mm (個):1/10/100	

●抗菌仕様 ●底すべり止め付 ●材質:47%再生樹脂(上ケース=50%再生ポリスチレン(PS)、下ケース=50%再生ポリスチレン(PS)、ボール=PP)

※ひび割れや白化の原因となりますので、アルコールは使用しないでください。

メクボール用除菌液

専用除菌液使用で、いつも清潔!



Point 1 塩化ベンザルコニウム配合

塩化ベンザルコニウムを0.05%配合しています。



Point 2 99.9%の除菌効果

除菌性能評価では99.9%の除菌効果が確認されており(第3者機関の試験データによる)、メクボールを常に清潔に保ちます。

※指先を除菌するものではありません。
※除菌性能を維持するため、1日1回程度に入れ替えと容器の洗浄を推奨しています。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※99.9%除菌はメクボールに対する効果です。

Point 3 水のような、さらさらした使用感でべたつかないノンアルコール・無香料

品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税別)	外形寸法	包装単位
KM-600JE	35-994	-716332	¥900	W62×D62×H215mm (本):1/20	

●材質:ボトル=PE、キャップ=PP ●内容量:500mL ●主成分:水、塩化ベンザルコニウム

※表示価格は希望小売価格(税別)です。

除菌

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑字

※ JAN コードは [-] の前に 4977564 のメーカーコードを付けてご注文ください。